


ACTION 1 détachant pour taches protéiques, albumines, sang



Détachant

PROPRIETES

Détachant liquide soluble de la gamme des détachants universels (Action-Set) pour enlever les taches à base protéique et les taches de sang.

APPLICATION

Appliquer pur sur la tache humide, laisser agir env. 10 min. et bien rincer.

Répéter éventuellement l'opération.

Si la tache persiste, appliquer Action 4. Laver ensuite normalement.

Contient des protéases. Ne convient pas pour la laine et la soie.

Pour les textiles délicats, faire préalablement un essai sur une partie peu visible.

DOSAGE

Pur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence : Liquide jaune

Valeur pH : 9.5

CONSEILS DE PRUDENCE

Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

COMPOSITIONS

15 - 30% : tensioactifs non ioniques

5 - 15% : savons

Contient : enzymes, C12-14 Pareth-7

Exclusivement pour utilisateurs professionnels. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

REFERENCE

P310340516

