


ANTIGUM



Antichewing-gum

PROPRIETES

Formule spéciale professionnel.

3 utilisations : réfrigérant – Antichewing-gum – Souffleur

APPLICATION

Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tel que le chewing-gum, les bonbons, le goudron etc...

Ne tâche pas.

Permet la rétraction des pièces mâles en utilisation mécanique.

Permet d'abaisser la température des sondes de thermostats afin de les déclencher.

UTILISATION

Mettre en place le tube dans l'orifice de la valve.

Vaporiser 1 à 3 secondes sur le corps pâteux, qui est ainsi directement durci.

Eliminer aussitôt celui-ci en le cassant (à l'aide d'une brosse ou d'un objet dur).

Terminer l'action par un brossage afin d'éliminer la totalité des résidus.

Ne tâche pas.

Pulvériser 5 à 10 secondes sur la pièce mâle afin de la rétracter.

Pulvériser jusqu'au déclenchement du thermostat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier aérosol fer blanc : Diamètre 57 mm/hauteur 207 mm

Volume nominal : 520 ml / volume net : 400 ml

Tenue au froid : Conserver à une température supérieures à 5°C.

CONSEILS DE PRUDENCE

Contient LIMONENE. Peut produire une réaction allergique.

Aérosol extrêmement inflammable.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400 ml.

REFERENCE

P601103078



SGH 02
Inflammables

HYPROSA

Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com

