

DESINFECTANT TEXTILE KING

300ml



DÉSINFECTION

ACTIVITÉS DÉSINFECTANTES SELON LES NORMES À 20°C, CONDITION DE PROPRETÉ :

Normes	Souches	Conditions
Bactéricide selon EN 13727	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	En 30 secondes
Fongicide selon EN 13624	<i>Candida Albicans</i> et <i>Aspergillus brasiliensis</i>	En 30 secondes
Virucide à spectre limité selon EN14476:2015	<i>Norovirus murin</i> , <i>Adénovirus</i> (en 30 secondes) et <i>Vacciniavirus</i> (en 2 minutes)	En 30 secondes et 2 minutes
Virus additionnel selon EN 14476:2015	<i>H1N1</i>	En 30 secondes
Virus additionnel selon EN 14476 + A2	<i>Rotavirus</i>	En 30 secondes
Mycobactéricide selon EN 14348	<i>Mycobacterium avium</i> et <i>Mycobacterium terrae</i> (=activité tuberculocide)	En 5 minutes

APPLICATION

Spray de solution hydroalcoolique, délicatement parfumé, destinée à la désinfection rapide des textiles non lavables et toutes autres surfaces.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

Recommandé dans le domaine médical (hôpitaux, EPHAD, transports sanitaires, cabinets médicaux ou vétérinaires), collectivités, bureaux, lieux publics ou domestiques. Idéal pour la désinfection des textiles tels que chaises, divans, fauteuils, brancards etc. Utilisation adaptée pour la désinfection dans le domaine de l'automobile/moto : intérieurs de casques, de chaussures et intérieurs de véhicules (siège auto). Utilisation sur objet à risque de transmission manportée : poignées de portes, téléphones, interrupteurs, matériel informatique (souris, claviers), etc.

Un aérosol permet de traiter jusqu'à 10m².

MODE D'EMPLOI

Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la surface à traiter. Laisser sécher le support entièrement sans essuyer avant de l'utiliser à nouveau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sur les surfaces fragiles, faire un essai au préalable.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 300 mL

Volume net : 300 mL / Volume nominal : 405 mL

Unité de vente : Par unité ou par carton de 12

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. Catégorie biocide : TP2, Désinfectant de surfaces. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

30/03/2021 Indice 3.8



SGH 02
Inflammables

CPID 758860-11

CHZN6633

Communiquant suisse:

FIEF SA

Route de Beaumont 20
1700 Fribourg

Distributeur suisse:

HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com



Hypros