

# TISCH FIT



## Nettoyant bureaux et surfaces synthétiques

### PROPRIETES

Elimine facilement les traces de stylos, feutres, crayons, résidus de colle.

N'agresse pas l'épiderme.

Emballage 100% recyclable.

Aucune phrase de risque SGH.

Parfum frais et agréable.

### APPLICATIONS

Sur toutes surfaces lavables, à l'exception de certaines surfaces écrans, laques, vernis, ABS.

### MODE D'EMPLOI

Dosage : pur, ou 200 ml de TISCH FIT et 450 ml d'eau (soit 30 %) dans le vaporisateur sérigraphié TISCH FIT.

Le vaporisateur TISCH FIT peut être équipé d'une tête de vaporisation traditionnelle ou d'une tête de vaporisation à mousse.

Appliquer le produit sur le chiffon microfibre, puis nettoyer la surface.

### PRECAUTIONS

Tester préalablement le produit sur une petite surface. Aucune réclamation, résultant d'une mauvaise utilisation, ne sera acceptée.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	:	Liquide incolore
Odeur	:	Parfumé
Valeur pH	:	9.5 (produit pur)
Conservation	:	Minimum 1 an dans le contenant d'origine

### COMPOSITION SELON RECOMMANDATION

Moins de 5% d'hydrocarbures aliphatiques, de tensioactifs non ioniques, tensio active anionique. Alcool Benzylique, Sodium Nonyl Sulphate.

### ETIQUETAGE

Aucune phrase de risque SGH.

### REFERENCE ARTICLE

P330121811 TISCH FIT (5 lt)

M503090005 Vaporisateur TISCH FIT avec tête blanche à mousse (650 ml)

M503090007 Vaporisateur TISCH FIT rempli de 500 ml de TISCH FIT

